



Laborinformation

Mikrobiologische Abstrichbestecke

Multi-Collect, Abstrich oder Erststrahlurin



Verwendungszweck

Chlamydien-PCR,
ggf. GO-PCR

Mit Transportmedium, großer Watteträger



Mit Transportmedium, kleiner Watteträger



Anzucht pathogene Keime, inklusive GO und Anaerobier (nicht für Mykobakterien)

Digene



Papilloma-Viren (HPV)

Ohne Transportmedium



PCR-allgemein, Viren

Ansprechpartner:
Herr PD Dr. med. Roggenkamp, Herr Pache
Tel. 0851 / 95 93-00

MVZ Dr. Schubach und Kollegen
Wörth 15, 94034 Passau
www.labor-schubach.de